

# Fiche technique

## Aiguilles MULTIPLES VACUETTE®

### Informations générales

#### Caractéristiques du produit :

##### **Aiguille : Acier spécifique à usage médical.**

L'extrémité perce veine est siliconée et possède un triple biseau.

L'extrémité perce bouchon est siliconée et est composée d'un triple biseau, dans un manchon en caoutchouc synthétique à usage médical garantie **SANS LATEX**.

L'aiguille présente à son embase un point d'orientation dans le prolongement du biseau.

#### **Dimensions :**

Longueur : 25 mm / 38 mm - Diamètre : 0,70 mm / 0,80 mm / 0,90 mm / 1,2 mm.

#### **Matériaux :**

*Etiquette* : Papier **BLANC** et encre **NOIRE** ou **VERTE** ou **JAUNE** ou **ROSE** en fonction du diamètre de l'aiguille.

*Capuchon* : Le capuchon de l'extrémité perce bouchon est en polypropylène **gris** clair.

Le capuchon de l'extrémité perce veine est en polypropylène **NOIR** ou **VERT** ou **JAUNE** ou **ROSE** en fonction du diamètre de l'aiguille.

#### **Normes :**

Certifié en accord avec les normes EN ISO 9001 et EN ISO 13485.

Marquage CE.

#### **Fabrication :**

Fabriquées au JAPON.

#### **Stérilisation :**

Procédé de stérilisation par l'oxyde d'éthylène.

Aiguilles stériles: < 10<sup>-6</sup> SAL (Sterility Assurance Level = niveau d'assurance de stérilité).

Apyrogène et non toxique.

Ne pas réutiliser - Ne pas stériliser.

#### **Mode d'emploi :**

Voir la notice d'utilisation présente dans chaque carton ou sur demande.

# Fiche technique

## Aiguilles MULTIPLES VACUETTE®

### Conditions de stockage :

Température de stockage de **+4°C à +36°C**

Respecter les nomenclatures indiquées à l'extérieur du carton.

### Marquage CE :

Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux

Classification : Class IIa, en accord avec la directive 93/42/EEC du Conseil du 14 Juin 1993 concernant les dispositifs médicaux, Annex IX, III. Classification, 2.2, rule 6 sans exception d'application.

### Conditionnement :

Par boîte : Quantité de 100 aiguilles.

Par carton : Quantité de 2000 aiguilles.

### Péremption :

36 mois après fabrication.

### Etiquetage :

	ETIQUETTE		
	Aiguille	Boîte	Carton
Logo fabricant	X	X	X
Logo VACUETTE®	X	X	X
N° Référence	X	X	X
N° Lot		X	X
Date de fabrication		X	X
Condition de stockage		X	X
Marquage CE	X	X	X
Marquage stérilité R	X	X	X
Sigle usage unique	X	X	X
Indicateur de stérilité			X
Information de l'emballage		X	X

## Aiguilles MULTIPLES VACUETTE®



### Aiguilles multiples VACUETTE®

Référence	Description			Conditionnement	
	Longueur	Gauge	Couleur	Interne	Externe
<b>450071</b>	25 x 0,7 mm	22G x 1"	Noire	100 unités	2000 unités
<b>450072</b>	25 x 0,8 mm	21G x 1"	Verte	100 unités	2000 unités
<b>450073</b>	25 x 0,9 mm	20G x 1"	Jaune	100 unités	2000 unités
<b>450075</b>	38 x 0,7 mm	22G x 1 ½"	Noire	100 unités	2000 unités
<b>450076</b>	38 x 0,8 mm	21G x 1 ½"	Verte	100 unités	2000 unités
<b>450077</b>	38 x 0,9 mm	20G x 1 ½"	Jaune	100 unités	2000 unités
<b>450068</b>	25 x 1,2 mm	18G x 1"	Rose	100 unités	2000 unités
<b>450069</b>	38 x 1,2 mm	18G x 1 ½"	Rose	100 unités	2000 unités
<b>450070</b>	Adaptateur luer	20G x 1"	Bleu roi	100 unités	2000 unités

**NB : Les aiguilles de couleur rose ont principalement une application vétérinaire.**